




Projeto de aplicação para auxiliar pacientes no controle da asma






Arquitetura e Utilização



Paciente



Profissional





Cadastro de Novo Profissional

- Administrador: Login admin, senha 280597
- Cadastro de novo profissional: Menu >> Equipe >> “+”
- Preencher todos os dados
- Um email será enviado para o endereço cadastrado com uma senha de acesso gerada aleatoriamente



Cadastro de Novo Paciente

- Cadastro de novo profissional: Menu >> Pacientes >> “+”
- Etapa 1: Preencher dados básicos
- Etapa 2: Preencher questionário inicial
- Etapa 3: Preencher questionário de barreiras para prática de exercícios físicos
- Etapa 4: Preencher metas iniciais do paciente e concluir cadastro
- Um email será enviado ao paciente para o endereço cadastrado com uma senha de acesso gerada aleatoriamente e um link de autenticação para a conta fitbit
- O paciente deve clicar no link, que direcionará para a tela de autorização do FitBit, onde ele deve logar com sua **conta FitBit**
- Após autorizar o compartilhamento de dados, será direcionado para a página da aplicação onde deverá inserir seu CPF e a senha (enviada via email) para ativar a conta.



Monitoramento e Alteração de Metas

- Os dados de um paciente podem ser visualizados em: Menu >> Pacientes >> Paciente X
- Para alterar as metas atuais do paciente, clicar no “+” ao lado de “metas” no canto superior direito
- As metas deixadas em branco no formulário de atualização de metas não serão alteradas
- Para gerar relatórios em PDF ou CSV do paciente em questão basta clicar nos botões correspondentes na primeira seção
- O diário de sintomas pode ser exibido de acordo com a data escolhida no seletor



Aplicativo Mobile

- O paciente deve fazer login com seu CPF e a senha enviada via email no momento do cadastro
- O aplicativo exibe o progresso e as metas diárias do paciente
- O diário de sintomas pode ser enviado diversas vezes por dia, sendo persistido o último, apenas
- O aplicativo envia notificações parabenizando/incentivando o paciente dependendo do estado da meta diária aproximadamente a cada uma hora
-